



FICHE TECHNIQUE MASQUE DE PROTECTION EN TISSU

Masque à usage non sanitaire (UNS) catégorie 1

Modèle respectant les consignes AFNOR SPEC 76-001

Complexe de tissu testé par la Direction Générale de l'Armement : Rapport N°RP4041 du 15/05/20

Rapport N°RP4309 du 21/05/20

REF : BEC DE CANARD		
COMPOSITION		
Masque 3 couches avec élastiques tour de tête et barrette nasale		
Coloris : écru		
Taille : unique		
Conditionnement : paquet de 10		
1 ^{ère} Couche Contre le visage	: 50 % Coton 50 % Polyester	135 g
2 ^{ème} Couche Filtrante au milieu	: Molleton 100 % coton	160 g
3 ^{ème} Couche Extérieure	: 50 % Coton 50 % Polyester	135 g
ENTRETIEN		
A laver avant 1 ^{ère} utilisation et après chaque utilisation		
Lavage 60° cycle minimum 30 min		
Séchage mécanique		
Repassage avec vapeur		
Filtration Garantie 60 Lavages		
UTILISATION		
A changer toutes les 4h		
Se laver les mains avant et après manipulation		
Se met et se retire exclusivement par les élastiques		
un masque bien positionné doit couvrir nez bouche et menton		

ESSAIS DECRIT DANS LE DOCUMENT DGA

PERFORMANCES	EFFICACITE DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3µm	TEST DE PERMEABILITE A L'AIR
<input checked="" type="checkbox"/> MASQUE UNS1 (10 LAVAGES)	97 %	106 L.m ⁻² s-1
<input checked="" type="checkbox"/> MASQUE UNS1 (60 LAVAGES)	98 %	103 L.m ⁻² s-1

Attention, ces masques ne sont pas des masques chirurgicaux, ni des équipements de protection individuelle. Ils sont réservés à des usages non sanitaires et préviennent la transmission d'agents pathogènes lié à la sécrétion de gouttelettes.



Ces masques sont de fabrication 100% française.